

Guide simplifié du préleveur

ordre de prélèvement des tubes



beige si ailette = tube de purge de la tubulure



flashez pour
consulter notre
manuel de
prélèvement

Délais, tubes, renseignements,
fiches de renseignements, ...

Hémocultures

Désinfection peau +++ . Chez l'adulte, prélever au moins 4 flacons (2 paires).
Examen urgent



Tube Bleu

D- dimères 

TCA-TCK-TP-INR- Fibrine

x1

Facteurs



x1

Plaquettes sur citrate



x1

!/ NIVEAU de
REMPLISSAGE

Tube Jaune

Ac anti-ADN
Ac anti-cytoplasme (ANCA)
Ac anti-nucléaire (ACAN)
Ac anti-nucléaires solubles (ENA)
Ac anti-transglutaminase

x1

Electro des protéines (ELP)

x1

HT 21 (trisomie)

x2

PCR Chik, dengue, lepto

x1

Ac anti-thyroïdiens (ATP, ATG)
Ac anti-récepteur TSH (ATR)

x1

Vitamine D

x1

Allergènes (RAST, CLA, IgE, tro..)

x1

Sérologies (Chik, dengue, Lepto, Chlam, mycoplasmes)

x1

AMH

x1

ASDOR Sérologie streptococcique

x1

Sérologies Hépatites, HIV, Rubéole, Syphilis (BW), Toxo, EBV

x1

Calcitonine



x1

Sérologie COVID

x1

CDT

x1

Thyroglobuline

x1

Ac anti-peptides citrulinés (CCP)
Facteur rhumatoïde (FR)

x1

Tube Mauve

Coombs direct - déter/groupe, Phénotype - RAI

x1

NFS-Réticulocytes-Plaquettes VS

x1

Paludisme, goutte épaisse  

x1

Electrophorèse de l'Hémoglobine

x1

HbA1c

x1

Parathormone (PTH)

x1

!/ Pour l'immuno-hémato (groupes RAI...) : copie de la CNI à transmettre au labo obligatoire

+ écrire ddn + nom + prénoms sur le tube

Si 2 déterminations = 2 boîtes



au labo de
préférence



acheminement
rapide au labo

URGENT 

Renseignements
cliniques requis 



Tube Gris

Glycémie à jeun - HGPO



Glycémie post prandiale



Jeûne
8 à 12 h

Les boîtes sont à conserver à température ambiante le temps du transport au laboratoire, ne pas réfrigérer, ne pas exposer à la chaleur



Tube Vert

ACE
Acide Urique
Albumine
ASLO
B-HCG (test de grossesse)

Bicarbonates (rés. alcaline) 
Protéines

Bilirubine totale, libre,
conjuguée
BNP (NT pro-BNP)
CA 125, 15-3, 19-9
Calcium

Cholestérol HDL-LDL-Trigly
(EAL) 

Cortisol (entre 6h et 10h)

Créatinine / urée
Créatinine kinase (CPK)
CRP
Ferritine
Folates (Vit B 9)
FSH / LH
GGT

Ionogramme (Na, K, Cl)
LDH

Lipase
Magnésium
Œstradiol (E2)
Phosphatase alcaline (PAL)

Phosphore



Préalbumine

Progestérone



Prolactine (>20 min repos)



Procalcitonine

PSA (libre et totale)

Testostérone

Transaminases (TGO, TGP)

Troponine



TSH, T3L, T4L

Vitamine B12

**Pour un examen ne figurant pas
dans la liste, pour tout
renseignement, contacter le
laboratoire par téléphone, ou
retrouver notre manuel de
prélèvement sur www.reunilab.re
ou flasher le QR code du manuel
de prélèvement au recto**



**Compléter la fiche de transmission = les
renseignements administratifs (nom, prénoms,
ddn, adresse, mail, téléphone) et cliniques,
merci de signaler toute urgence.**

**L'identitovigilance est l'affaire de tous : le bon
soin au bon patient**

Urines

ordre →



ECBU



Chimie Urinaire (Protéinurie,
Albuminurie, lono urinaire,)



Addis (3h)



Ph, sang, Acétone



Germe infection sexuellement transmissible
Chlamydiae / Gonocoques
sur 1er jet



Urines des 24h



Toxiques urinaires (cannabis....)



Microbiologie

PV, prélèvement microbio
(Plaies, Pus, peau...)



Parasito/Copro - sang dans
les selles (Para et sang X 3)



PCR COVID / GRIPPE / VRS



Nos laboratoires

